

Die Asthmanauten

Kontrakt für "Asthma-App für die Atemwegsliga"

Das Team "**Die Asthmanauten**" – bestehend aus Adib Shaqaiq, Berdan Cal, Jonas Öhler, Nils Friedrich und Valentin Schiffner – hat sich für die Zusammenarbeit des gemeinsamen Projekts "Asthma-App für die Atemwegsliga" folgende Punkte erarbeitet.

Verpflichtungen

Als Team haben wir uns darauf geeinigt, dass wir...

- uns regelmäßig jeden **Donnerstag um 16:00** treffen (*ab 12. Juni 2025 12:00*)
- uns stets auf den aktuellen Stand halten
- realistische, aber ambitionierte Ziele setzen
- unsere Ziele bestmöglich, produktiv und entsprechend unserer Fähigkeiten erreichen
- für die Zoom-Meetings unsere Präsentationen und Fragen vorher strukturieren und gut vorbereiten
- pünktlich zu allen geplanten Meetings erscheinen und sich nur bei triftigen Gründen (z.B. Krankheit) so früh wie möglich abmelden
- die Arbeit sinnvoll und fair untereinander aufteilen

Kommunikation

Ferner haben wir uns als Team, speziell für die Kommunikation, die Pflichten auferlegt, ...

- offen gegenüber neuen Vorschlägen zu sein
- respektvoll miteinander umzugehen

- sachlich zu bleiben und persönliche Angriffe zu vermeiden
- klar und rechtzeitig zu kommunizieren, wenn wir merken, dass etwas nicht eingehalten werden kann
- bei Schwierigkeiten, Herausforderungen alleine zu meistern, Hilfe zu holen oder selbst Hilfe anzubieten, wenn möglich

Mögliche Änderungen am Vertrag sind nur unter Absprache aller im Projekt Beteiligten möglich.

Unterschriften und Kontakt

Name	Unterschrift	E-Mail
Adib Shaqaiq		as448@hdm-stuttgart.de
Berdan Cal		bc027@hdm-stuttgart.de
Jonas Öhler		jo041@hdm-stuttgart.de
Nils Friedrich		nf047@hdm-stuttgart.de

Valentin Schiffner		vs116@hdm-stuttgart.de
--------------------	---	------------------------

Personas

https://www.canva.com/design/DAGk6luHBto/-Wpriia7iFUAS19wHpZczA/edit?utm_content=DAGk6luHBto&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

User Scenarios

Lisa Schuster

Vor der Nutzung der App

Lisa merkt, dass sie in letzter Zeit häufiger unter Atemnot leidet, besonders morgens und nach dem Sport. Ihre Ärztin stellt fest, dass sie ihre Inhalationen nicht regelmäßig durchführt. Außerdem gibt Lisa zu, oft unsicher im Umgang mit dem Inhalator zu sein. Die Ärztin empfiehlt ihr eine neue Asthma-App, die sie dabei unterstützen soll, ihre Erkrankung besser zu managen.

Während der Nutzung der App

1. Start & Einrichtung:

Lisa lädt die App auf ihr Smartphone und ist sofort begeistert vom modernen, übersichtlichen Design. Sie gibt ihre aktuellen Medikamente ein, wählt die Inhalationszeiten aus und aktiviert **Push-Benachrichtigungen**.

2. Inhalator-Videos:

Beim Scrollen entdeckt sie die Anwendungstipps in **Video**form. Obwohl sie ihren Inhalator schon lange benutzt, klickt sie neugierig auf das Video und stellt überrascht fest, dass sie manchmal doch nicht tief genug einatmet. Sie testet es direkt mit dem Inhalator in der Hand.

3. Checklisten:

Die App schlägt ihr eine **personalisierte Checkliste „Fit im Schulsport mit Asthma“** vor. Dort steht z. B., dass sie vor dem Sport inhalieren und ihre Notfallmedikation immer in der Sporttasche haben sollte. Sie speichert die Liste direkt als Favorit.

4. Pollen- & Luftqualitätsanzeige:

Am nächsten Morgen warnt die App vor hoher Pollenbelastung. Lisa beschließt, heute lieber mit dem Rad zur Schule zu fahren statt zu joggen. Sie checkt danach regelmäßig die Luftqualität, um ihre Tagesplanung besser darauf abzustimmen.

5. Medikamenten-Tracking:

Jedes Mal nach der Einnahme klickt Lisa auf „Medikament genommen“, das motiviert sie dranzubleiben. Nach einer Woche bekommt sie ein kleines **Achievement-Badge**, „100 % Einnahme-Treue“. Das findet sie cool.

Nach der Nutzung der App

Nach einigen Wochen hat Lisa das Gefühl, ihr Asthma noch besser im Griff zu haben. Sie fühlt sich sicherer, besonders bei körperlicher Belastung. Die Erinnerungen und die Tipps helfen ihr, nichts zu vergessen und die App ist inzwischen so selbstverständlich wie WhatsApp.

Im nächsten Arztgespräch kann sie sogar ihre **Einnahmedaten** und **Tagesnotizen** zeigen ihre Ärztin ist beeindruckt.

Lisa erzählt auch ihrer besten Freundin davon, die ebenfalls Asthma hat. Gemeinsam nutzen sie jetzt die App und schicken sich regelmäßig Screenshots ihrer Fortschritte.

User Flow

Lisa ist gerade am Lernen, als sie eine Erinnerung von der Asthma-App erhält, dass sie ihren Inhalator verwenden soll und verwendet ihn daraufhin.



Sabine König (Nils)

Vor der Nutzung der App

Morgens steht Sabine auf und nimmt ihre Medikamente und isst Frühstück und macht ihre Gymnastik, bevor sie in den Park geht checkt sie verschiedene Websites um Werte für Luftverschmutzung/Pollenbelastung zu erhalten. Dabei muss sie die Zettel zusammensuchen auf denen sie Infos zu ihren Medikationen hat.

Während der Nutzung der App:

Mit Hilfe der App sieht sie direkt wie die Schmutzbelastung an ihrem Standort ist, auch wird sie daran erinnert welche Medikamente sie in welcher Dosierung zu nehmen hat.

Nach der Nutzung der App:

Durch die App vergisst Sabine seltener ihre Medikation zu nehmen und hat somit eine höhere Lebensqualität. Auch erhält gewinnt sie durch die Funktionen der App ein Zeitersparnis.

Marie Habert

Morgens um 7:00 steht Marie auf, direkt mit dem Gedanken, das Fenster aufzumachen, um frische Luft zu bekommen.

Sie ist es gewohnt, regelmäßig einen **Inhalator** zu verwenden. Um sicher zu gehen, schaut sie trotzdem in der App nach der **Anleitung**, in der Schritt für Schritt erklärt wird, wie sie das Dosieraerosol einzunehmen hat, um bloß nichts zu vergessen. (Dafür **scannt** sie den **QR-Code** am Dosieraerosol ein, damit sie sicher weiß, dass sie zur richtigen Anleitung gelangt)

Ihr ist es wichtig, die Dosierung genau zu überwachen, darum macht sie einen Haken bei ihrer **Checkliste**. Eine von zwei regulären Inhalationen hat sie somit für heute schon mal erledigt. Außerdem nimmt sie ihre **Tabletten**, um ihre **pränatalen Vitamine** für die Schwangerschaft zu bekommen. Auch dafür macht sie einen Haken in der Checkliste. Wenn alles erledigt ist, spült sie wegen des Kortisons ihren Mund aus, frühstückt dann mit ihrem Partner und putzt abschließend die Zähne.

Dann folgt eine von zwei **Peak-Flow-Messungen**, in der sie ins Mundstück des Peak-Flow-Meters stark reinpustet und den besten von drei Werten (in Liter/min) in der App einträgt. Außerdem trägt sie auch die Uhrzeit und das Datum ein und welche Symptome sie kürzlich hatte, wie morgendliche Enge in der Brust oder das nächtliche Erwachen.

Alle drei Wochen geht sie zur **regelmäßigen Besprechung** zum Arzt. Dafür bereitet sie eine Zusammenstellung ihrer App-Daten vor: Darunter die Peak-Flow-Messwerte, besondere Vorfälle aus ihrem **Tagebuch** (z. B. Salbutamol-Einsätze, Schlafprobleme) sowie einen **Asthma Control Test**. Zu den regelmäßigen Kontrollen zieht sie während der Schwangerschaft auch einen Gynäkologen heran, um die CTGs, Ultraschallkontrollen und eventuell Doppler durchzuführen. Marie fühlt sich gut betreut, auch wenn sie sich manchmal überfordert fühlt von all den Messwerten und Terminen.

Marie arbeitet dreimal wöchentlich in Teilzeit, jeweils vier Stunden mittags. In der Regel erledigt sie ihre Aufgaben im Home-Office, gelegentlich auch in Präsenz, sofern es ihr gesundheitlicher Zustand erlaubt. Sie macht häufiger Pause während der Arbeit und geht kurz an die frische Luft raus, vor allem, wenn sie ein Husten oder Atemnot spürt. Bei Bedarf nimmt sie auch extra Salbutamol ein und notiert dies in ihr Tagebuch für die ärztlichen Rücksprachen.

Wenn sie frei hat, macht sie Schwangerschaftsyoga per Livestream, Spaziergänge im Park oder Entspannungsübungen aus dem Internet.


Vor dem Abendessen führt sie die zweite reguläre Inhalation durch. Auch diesmal scannt sie für die Anleitung den QR-Code des Dosieraerosols, macht einen Haken in ihrer Checkliste und spült anschließend den Mund aus. Danach isst sie mit ihrem Partner zu Abend und putzt anschließend die Zähne. Bevor sie schlafen geht, führt sie die zweite **Peak-Flow-Messung** durch und trägt erneut den besten von drei Werten in ihrer App ein. Manchmal schläft sie gut – aber es gibt auch Nächte, in denen sie lange wachliegt: wegen Atembeschwerden, Sorge um die Geburt oder einfach, weil ihr Körper sich ständig verändert.


Papier Prototypen

Adib






Daily	Peak Flow Diary	Forecast	Treatment
Complete Checklist 5 day streak		Location	
8:00 Inhalator 1 benutzen ☒		Today 24.04 25.04	Inhalator 1
8:30 Inhalator 2 einpacken ☐		Daten	Inhalator 2
☐ Daily ☐ Progress ☐ Forecast ☐ Treatment	☐ Daily ☐ Progress ☐ Forecast ☐ Treatment	☐ Daily ☐ Progress ☐ Forecast ☐ Treatment	☐ Daily ☐ Progress ☐ Forecast ☐ Treatment

Berdan






Jonas




Nils




Home




Scan




Scan identifiziert




Informationen



Informationen 2



Lesezeichen



Informationsseite

Valentin

Heute inhaliert: 1/2
Hier ist die gesamte
Checkliste.
Ihre Medikation:

- Autohaler
- Kortison
- Dosis: 2x

Heute besonders hohe Pollen-
belastung.

- Autohaler
- Kortison
- Dosis: 2x 300µg

Sprache ändern
Deutsch

Benachrichtigungen

- ☒ E-Mail + Push-Benachrichtigung
- ☐ Nur E-Mail
- ☐ Nur Push-Benachrichtigung

☐ Standort

Der richtige Inhalator
Ist Autohaler der falsche
Inhalator? Dann scannen
Sie unten den richtigen QR-
Code oder wählen einen
neuen aus:

ODER

Mit Unterlippen!

programmatisch
Schritt 1/10

Stehen oder sitzen Sie aufrecht.
Schritt 1 Starte Anleitung

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Schritt 2
Entfernen Sie die untere Schutz-
kappe.

Brackenheim 25.04.2025 16°/8°C

Onboarding
Welchen Inhalator hat Ihnen
Ihr Arzt verschrieben?

ODER

Wie kontrolliert ist Ihr
Asthma?

↳ Sie wissen es noch gar nicht!
Machen Sie hier den Test:

Legende

! Besonders hohe Pollen-
belastung.

Information Architecture

Technische Funktionen

(Android Wording)

- **Kamera:** Zugriff auf die Kamera des Geräts zum Scannen von QR-Codes
- **Benachrichtigungssystem:** Erinnerungsfunktion
- **Speicher & Dateien:** Lokale oder Cloud-basierte Datenbank zum Speichern von Benutzerdaten, Checklisten, Tagebucheinträgen, Peak-Flow-Messwerten und Asthma Control Test-Ergebnissen
- **Standort:** GPS-Daten für die Lokalisation auf der Karte für Pollen- und Luftqualitätsanzeige
- **Audio/Video-Wiedergabe**
- **WLAN oder Mobile Daten:** Für API für Pollen- und Luftqualitätsanzeige
- **(Sicherheit & Biometrie:** Fingerprint, Gesichtserkennung?)

Business Objectives

Vision: *"Unser Ziel ist es, Asthma-Patienten eine technische, aber intuitive Lösung anzubieten, die ihren individuellen Bedürfnissen gerecht wird."*

SMART: Specific - Measurable - Achievable - Relevant - Time-bound

KPI: Key Performance Indicators

1. **Ziel:** Motiviere 80 % der Nutzer dazu, auch nach 6 Monaten noch 100 % ihrer Medikation durchzuführen. **KPI:** Anzahl der vollständig abgehackten Checklisten, Anzahl der verschickten Erinnerungen, Anzahl der erhaltenen Badges.
2. **Ziel:** Erinnere 60% der Patienten mit unkontrolliertem Asthma daran, den Asthma Control Test und die Peak-Flow-Messungen regelmäßig durchzuführen. **KPI:** Anzahl der durchgeführten Asthma Control Tests, Anzahl der verschickten Erinnerungen, Anzahl der erhaltenen Badges.

3. **Ziel:** Gib den Nutzern zugeschnittene Tipps zur Bewältigung der Krankheit. **KPI:** Anzahl der durchgeführten Asthma Control Tests: Anzahl der bestätigten, gelesenen Tipps.

(→ Hier ergibt sich eine neue Funktion. Allgemeine Tipps auf der Startseite anzeigen.)

Content

- **Text:** Anleitungen, selbst geschriebene oder vorgefertigte Checklisten, Tagebuch, UI, Fragebogen, Tabelle mit Peak-Flow-Messungen, allgemeine Tipps
- **Video:** Als Anleitungen

Kategorisierung (Card Sorting)

Übersicht 

- Aktuelles
- Dashboard
- Fortschritt
- Allgemeine Tipps
- Errungenschaften / Fortschritt / Abzeichen

Medikation

- Dosis ändern
- Inhalator auswählen
- Inhalator-Anleitung
- Inhalator ändern (mit Suche?)
- Medikationsplan
- Meine Medikamente (mit Suche?)
- Neues Medikament hinzufügen

- QR-Code scannen

Protokoll

- Asthma Control Test
- Peak-Flow-Messung
- Tagebuch
- Behandlung
- personalisierte Checkliste
- Fortschritt

Einstellungen

- Push/E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren
- Benutzerprofil
- Einstellungen
- Sprache ändern


Vorhersage (Umwelt)

- Feinstaub
- Pollen- und Luftqualität
- Standort mit Suche
- Wetter

Login

- Onboarding

Sitemap



Use Cases und User Storys

Use Case 1: Tagebuch-Eintrag

Ziel: Trage etwas ins Tagebuch namens "Tagebuch 2" ein

Hauptfluss:

1. Der Nutzer tippt unten bei der Taskbar auf Protokoll.
2. Der Nutzer tippt auf das Tagebuch namens "Tagebuch 2", um es aufzuklappen.
3. Der Nutzer tippt auf den Text des "Tagebuch 2".
4. Es öffnet sich ein neuer Screen mit dem gesamten Text des "Tagebuch 2".

Alternativer Fluss:

1. Der Nutzer tippt im Home-Menü auf die obere Leiste des Tagebuchs "Tagebuch 1".
2. Es öffnet sich der "Protokoll"-Screen.
3. Der Nutzer tippt auf den Text des "Tagebuch 2".
4. Es öffnet sich ein neuer Screen mit dem gesamten Text des "Tagebuch 2".

User Story: Als Patient möchte ich spontan einen Eintrag ins Tagebuch machen, damit ich im Nachhinein nachvollziehen kann, wie es mir ging und welche Beschwerden ich an den jeweiligen Tagen hatte.

Use Case 2: Inhalator-Anleitung öffnen

Ziel: Scanne einen QR-Code, um zur Inhalator-Anleitung zu gelangen.

Hauptfluss:

1. Nutzer tippt auf einem beliebigen Screen auf den Floating Action Button.
2. Nutzer wartet im Wireframe 2 s. (In der echten Anwendung würde er/sie den QR-Code scannen)

Alternative Flüsse: keine

User Story: Als Patient möchte ich schnell den vom Arzt bereit gelegten QR-Code scannen, damit ich definitiv bei der richtigen Inhalator-Anleitung lande.

Use Case 3: Asthma Control Test

Ziel: Mach einen neuen Asthma Control Test und beende ihn.

Hauptfluss:

1. Der Nutzer tippt unten bei der Taskbar auf "Protokoll".
2. Der Nutzer scrollt runter, um die den Asthma Control Test zu erreichen.
3. Der Nutzer tippt auf "Neuen Test starten".
4. Der Nutzer beantwortet fünf Fragen.
5. Der Nutzer tippt nach Beantwortung auf "Ergebnis sehen".

Alternativer Fluss:

1. Der Nutzer scrollt im Übersicht-Menü runter zum Asthma Control Test.
2. Der Nutzer tippt auf "Neuen Test starten".
3. Der Nutzer beantwortet fünf Fragen.
4. Der Nutzer tippt nach Beantwortung auf "Ergebnis sehen".

User Story: Als Patient möchte ich einfach schnell einen Asthma Control Test machen, damit ich dessen Ergebnis dem Arzt zeigen kann.

Use Case 1:

Ziel: Inhalator einscannen

Akteure: Benutzer

Vorbedingungen: Benutzer benutzt das allererste Mal die App und befindet sich im Onboarding.

Hauptfluss:

1. Der Nutzer öffnet die App zum ersten Mal
2. Der Nutzer sieht die Onboarding Info Screens die ihm Informationen über die App geben
3. Der Nutzer klickt sich durch die Information Screens, bis er zum Medikament hinzufügen (Medikations-) Screen geleitet wird
4. Der Nutzer klickt auf QR-Code Scannen
5. Der Nutzer richtet seine Handykamera auf den QR Code und wartet bis dieser gescannt wurde.
6. Der Nutzer wird zum Medikationscreen zurückgeleitet, der Inhalator ist hinzugefügt.
7. Das Onboarding ist beendet und der Nutzer wird darauf hingewiesen.

Alternativer Fluss:

1. Der Nutzer öffnet die App zum ersten Mal
2. Der Nutzer sieht die Onboarding Info Screens die ihm Informationen über die App geben
3. Der Nutzer klickt sich durch die Information Screens, bis er zum Medikament hinzufügen (Medikations-) Screen geleitet wird
4. Der Nutzer klickt auf Medikament suchen.
5. Der Nutzer sucht den Inhalator über die Suchfunktion.
6. Der Nutzer wählt den Inhalator unter den Suchergebnissen aus.
7. Der Nutzer wird zum Medikationscreen zurückgeleitet, der Inhalator ist hinzugefügt.
8. Das Onboarding ist beendet und der Nutzer wird darauf hingewiesen.

Nachbedingungen:

1. Der Inhalator ist erfolgreich zur Medikamentenliste des Nutzers hinzugefügt worden
2. Das Onboarding ist abgeschlossen

User Story:

Als neuer Nutzer der App möchte ich während des Onboardings meinen Inhalator durch Scannen eines QR-Codes oder über die Suche hinzufügen, damit ich direkt mit der Nutzung meiner individuellen Medikation starten kann und das Onboarding erfolgreich abschließen kann.

Use Case 2:

Ziel: Erstes Medikament in der Checkliste abhaken

Akteure: Nutzer/ Asthma-Patient

Vorbedingungen: Medikamente sind schon im System gespeichert und aufgelistet.

Hauptfluss:

1. Der Nutzer öffnet die App und landet im Übersicht Screen
2. Der Nutzer wird eine Checkliste angezeigt mit Dingen die er zu tun hat, da er diese zuvor erstellt hat
3. Der Nutzer klickt auf die leere Checkbox neben dem Eintrag, dass er sein Medikament einnehmen soll

Alternativer Fluss:

3a) Der Nutzer klickt versehentlich auf die falsche Checkbox oder möchte das Abhaken rückgängig machen → Die App markiert das Medikament zunächst als erledigt. Durch ein erneutes Antippen der Checkbox kann der Nutzer die Markierung wieder entfernen und den Eintrag als offen kennzeichnen.

Nachbedingungen:

1. Medikament wird erfolgreich von der Liste abgehakt und als erledigt markiert
2. Fortschrittsanzeige der Checkliste nimmt zu

User Story:

Als Nutzer möchte ich eine Funktion in der App haben, um meinen täglichen Fortschritt tracken zu können, damit ich nicht vergesse, welche Dinge ich zu erledigen habe.

Use Case 3:

Ziel: Tagebucheintrag vom 13.05.2025 bearbeiten

Akteure: Nutzer/ Asthma-Patient

Vorbedingungen: Tagebucheintrag vom 13.05.2025 wurde zuvor erstellt und abgespeichert

Hauptfluss:

1. Der Nutzer öffnet die App und landet im Übersicht Screen
2. Der Nutzer klickt in der Menüleiste auf Protokoll
3. Die App wechselt zum Protokoll Screen und landet auf den Tagebuch Tab
4. Der Nutzer klickt auf den den Tagebucheintrag vom 13.05.2025, den er zuvor erstellt hat
5. Der Nutzer nimmt nun nach beliebigen Änderungen vor
6. Der Nutzer drückt auf den Haken um seine Änderungen zu speichern

Alternativer Fluss:

6a) Der Nutzer klickt auf den Zurück-Button, anstatt den Haken zum Speichern zu drücken → Die App zeigt eine Warnmeldung an: „Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Änderungen nicht speichern wollen?“

Nachbedingungen:

1. Tagebucheintrag wurde erfolgreich überarbeitet
2. Die Änderungen sind in der Listenansicht der verschiedenen Einträge zu sehen

User Story:

Als Nutzer möchte ich in der Lage sein Tagebucheinträge zu erstellen und zu überarbeiten, damit ich die Möglichkeit habe, meinen Fortschritt zu protokollieren und anzupassen, wenn ich etwas falsch eingetragen habe. Dies ermöglicht es mir, meinen aktuellen Zustand immer korrekt aufzuschreiben.

Benutzertest (Think-Aloud-Protokoll)

20.05.2025

Ziel des Tests:

- Überprüfung der Informationsarchitektur: Sind alle Inhalte dort, wo Nutzer sie erwarten?
- Bewertung der Klarheit und Verständlichkeit der Platzierungen und Bezeichnungen.
- Identifikation potenzieller Usability-Probleme im Wireframe.

Ablauf:

- Begrüßung und Einleitung
- Use Case 1 durchführen lassen
- Use Case 2 durchführen lassen
- Use Case 3 durchführen lassen
- Fragen beantworten lassen

Begrüßung und Einleitung:

Hallo, herzlich willkommen zu diesem Benutzertest und vielen Dank schon mal, dass du hier mitmachst. In diesem Benutzertest geht es darum, **drei Aufgaben** in einer App zu erledigen, an der wir gerade als Team arbeiten. Bis jetzt ist es noch keine richtige App, sondern nur ein Wireframe, also ein Prototyp. Es geht hierbei NICHT darum, dich als Benutzer, sondern den Prototypen zu testen.

Unsere App richtet sich allen voran an Asthma-Patienten. Du musst aber kein Asthma-Patient sein, um hier mitzumachen. Ich möchte lediglich herausfinden, ob die Informationen dort zu finden sind, wo du sie erwarten würdest.

Ich bitte dich darum, **laut zu denken**, während du die Aufgaben ausführst. Sag mir also, was du siehst, was du erwartest, was du suchst oder wenn dich etwas verwirrt. Es hilft mir sehr, wenn du deinen Gedankenfluss so gut wie möglich teilst. Es gibt keine falschen Antworten. Sag alles, was dir durch den Kopf geht – auch wenn es banal wirkt. Nach Erledigung der drei Aufgaben folgen noch Fragen, die du gerne beantworten kannst. Du kannst den Test oder auch den Fragebogen jederzeit ohne Angaben von Gründen abbrechen.

...Hast du dazu erstmal Fragen?

Bevor wir starten: Ich werde mir während des Tests Notizen machen – also z. B. was du klickst, was du suchst oder was du laut sagst. Es geht dabei nur um die Bedienung der App, nicht um dich persönlich. Dein Name oder andere persönliche Dinge werden nicht aufgeschrieben. Bist du damit einverstanden?

Use Case 1: QR-Code des Inhalators einscannen (Ein Inhalator ist ein kleines Gerät, mit dem man Medizin direkt in die Lunge einatmet. Es hilft Menschen mit Atemproblemen wie Asthma, besser Luft zu bekommen.)

Use Case 2: Erstes Medikament in der Checkliste abhaken

Use Case 3: Tagebuch-Eintrag vom 13.05.2025 bearbeiten

Jetzt folgen noch einige Fragen. Falls du etwas nicht beantworten möchtest, dann ist das in Ordnung.

1. Wie ist dein erster Eindruck von der App?
2. Wie fandest du die Struktur insgesamt? War alles da, wie du es erwartet hast?
3. Gab es etwas, das dich besonders verwirrt hat?
4. Hattest du das Gefühl, dass etwas fehlt?
5. Was würdest du spontan verbessern?
6. Findest du die App nützlich?
7. Was würdest du von der App erwarten, wenn du Asthmatiker wärst?
8. Gibt es noch irgendwas, was du kommentieren oder ergänzen möchtest?

1. Wie ist der erste Eindruck von der App?

Proband 1	An sich verständlich
Proband 2	Intuitiv zu bedienen, ich hatte keine Schwierigkeiten
Proband 3	war ganz gut, nur ich denke mit icons macht man es einfacher. da die user direkte einstellungen assoziieren können
Proband 4	Sinnvoll strukturiert, bisschen fehlendes optisches feedback (aber ist ja auch prototyp)
Proband 5	sinnvoll

2. Wie fandest du die Struktur insgesamt? War alles da, wo du es erwartet hast?

Proband 1	Ich bin mir nicht so sicher, was ich erwartet habe, daher kann ich da nur begrenzt antworten. Aber zumindest bezogen auf die Aufgaben hatte ich nicht den Eindruck, sonderlich lange nach bestimmten Dingen suchen zu müssen.
Proband 2	Logisch aufgebaut
Proband 3	recht übersichtlich, aber sehr shortcut gehalten. beim drüber hovern wäre eine kurze erklärung gut
Proband 4	Sinnvoll, vor allem sehr selbsterklärend / verständlich
Proband 5	gut

3. Gab es etwas, das dich besonders verwirrt hat?

Proband 1	Einen kurzen Aussetzer hatte ich, als ich das Tagebuch aufrufen sollte. Da hatte ich dann instinktiv auf Protokoll geklickt, weil das am ehesten nach Tagebuch klang, aber es hätte mich nicht überrascht, wenn das vielleicht doch falsch gewesen wäre.
Proband 2	Nein, ich habe alles auf Anhieb gefunden

Proband 3	das korrigieren der tagebucheinträge
Proband 4	Ob beim Bearbeiten des Tagebucheintrags gespeichert wurde oder nicht.
Proband 5	was sind das für Tipps des Tages?

4. Hattest du das Gefühl, dass etwas fehlt?

Proband 1	Bezogen auf die Aufgaben, nein.
Proband 2	Ich hatte das Gefühl alles war vollständig vorhanden
Proband 3	-
Proband 4	Nichts inhaltliches
Proband 5	bitte mit mehr farbe und peppigere Icons und vielleicht den Kalender auch mit Monatsansicht verfügbar, falls man mal was für den Arzt suchen muss und To do mit Uhrzeit und coole Themes so mit Blümchen oder so

5. Was würdest du spontan verbessern?

Proband 1	Evtl in der unteren Leiste Icons einfügen, um das ganze visuell intuitiver zu gestalten
Proband 2	Durch gestalterische Elemente noch etwas besser durchführen/ansprechender wirken (z.B. ein Tagebuch Icon statt "Protokoll" bei der letzten Aufgabe
Proband 3	icons einfügen und das oben genannte bei punkt zwei
Proband 4	Hab zwar kein Asthma aber wenn ich das auf allgemeine Medikamente beziehen würde ist es schon sehr praktisch
Proband 5	siehe 4.

6. Findest du die App nützlich?

Proband 1	Auf jeden Fall, wobei mir nicht klar ist, wieso das ganze auf Asthmatiker beschränkt sein muss. Aus meiner Sicht könnte man das problemlos auf alle möglichen Medikamente ausweiten.
Proband 2	Ja, wenn man einen Medikamentenplan hat an den man denken muss bestimmt
Proband 3	Ja, sehr
Proband 4	Medikamente einfach hinzufügen können, guter einfach Überblick und leichtes bearbeiten von meinen Daten und Einträgen
Proband 5	ja

7. Was würdest du von der App erwarten, wenn du Asthmatiker wärst?

Proband 1	Erinnerungsnachrichten zum Einnehmen des Medikaments , vlt. Schnellzugriffe zu Hilfshotlines o. ärztlichen Beratungsstellen
Proband 2	Vllt automatische statistische Auswertungen meiner Daten für eine schnelle und ansprechende Übersicht
Proband 3	sollte es so weit sein, dass mir als verbraucher angezeigt wird, wann ich mir ein neues spray besorgen muss und wie viel in etwa noch drin ist . plus ob es alternativen gibt für user die es beispielsweise finanziell schwerer haben
Proband 4	(Hab ich leider verloren)
Proband 5	dran zu denken meine Medis zu nehmen und Ort um Symptome für Arzt zu dokumentieren z.B. wenn man auf Medikamen eingestellt wird, es wechseln oder absetzen will

8. Gibt es noch irgendwas, was du kommentieren oder ergänzen möchtest? Falls nicht, ist das auch O.K.

Proband 1	-
Proband 2	-
Proband 3	-

Proband 4	-
Proband 5	good Job

Notizen von Valentin:

	Use Case 1	Use Case 2	Use Case 3	Sonstiges
Proband 1	• Direkt übersprungen • Schnell beim Scannen gelandet, aber beim Scannen gezögert (ist dem Wireframe zu verschulden) • Hat gefragt, ob auch ein Zeitplan integriert ist	• Aufgabe sofort erledigt	• Nur wenig gezögert, aber direkt die richtige Kategorie genommen. Begründung: Er/Sie würde dort erwarten, dass man da etwas aufschreibt • Haken nach kurzer Zeit gedrückt	-
Proband 2	• Direkt zweimal 'Überspringen' gedrückt, weil er/sie Anmelden nicht mag • QR Code zügig gescannt und schnell erledigt	• Sofort erledigt	• Protokoll direkt geöffnet • Tagebuch ausgewählt, direkt Eintrag gemacht, direkt Haken gedrückt	• Lief alles sehr flott
Proband 3	• Grauer Kreis stiftet	• War verwirrt, ob	• Wieder verwirrt.	-

	Verwirrung, weil er nichts bewirkt • Verwirrung: Log In geht auch nicht • Nach zweitem Mal überspringen wieder verwirrt • Beim Scanner wieder verwirrt • Hat gefragt, ob Medis nach einmaligem Scannen gespeichert bleiben • Proband würde die App wahrscheinlich deinstallieren, weil er/sie nach Gefühl Medis einnimmt. Ihm/Ihr scheint es zu organisiert zu sein.	sie/er alles intuitiv alles richtig macht • Hat aber eigentlich direkt die Aufgabe erfüllt	Hat erst die Checkbox von Checkliste zweimal angeklickt • Vom Wireframe verwirrt • Tagebuch nach längerem Zögern direkt in der richtigen Kategorie gefunden • Eintrag schnell erledigt, aber nicht Haken betätigt	
Proband 4	• Proband wollte erst Account einrichten • Verwirrt wegen QR-Codes. Dachte zuerst, er/sie muss mit seinem/ihrer Handy scannen	• Use Case sehr schnell erledigt, ohne Zögern • Hat sich auch gefragt, was passiert, wenn man auf das To Do draufdrückt. Was kann man da	• Sofort richtige Kategorie "Tagebuch" ausgewählt • Eintrag sofort gemacht, nur beim Haken am Ende kurz gezögert, aber schließlich	-

	• Irritiert darüber, was genau Proband anklicken kann. (Ist dem Wireframe zu verschulden)	machen?	auch gedrückt • Unsicher, ob auch beim Pfeil zurück die Notizen gespeichert bleiben	
Proband 5	• Verwirrt, ob man sich anmelden muss • Vom lorem ipsum irritiert • Kurz gesucht, wo Proband etwas einscannen kann, dann sehr flott eingescannt und Aufgabe erledigt	• Findet Inhalier-Level geil • Hat gefragt, ob noch die Uhrzeit angezeigt wird und ob man benachrichtigt wird	• Kurz gesucht, schnell gecheckt, dass "Protokoll" richtig ist für Tagebuch-Funktionen • Eintrag ins Tagebuch ging dann sehr flott, auch schnell abgehakt am Ende	• Periode App Inspo: Periodenkalender-Zyklus. Unsere App soll laut Proband auch ähnlich gut strukturiert sein.